

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA MULTIORIFICIO Y AVELLANADA DE PLATA Nº 5 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 5 DOS PIEZAS MULTIORIFICIO Y AVELLANADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1051155FMA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530072934
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	<p>La cánula de laringectomía fenestrada multiorificio y avellanada de plata Nº 5 está formada por las siguientes piezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 11 mm y longitud 55 mm., con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 10 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 10 mm y longitud 55 mm., con extremo distal atraumático, sin soldadura. Diámetro de luz del tubo de 9 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado oval. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	