

	FICHA TÉCNICA	64FM_110207
		L1061260FMA
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 15/12/2009 Última revisión: 22/07/2015		Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 22/12/2009 Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA FENESTRADA MULTIORIFICIO Y AVELLANADA DE PLATA Nº 6 DOS PIEZAS
MARCA	ARTESANO TALLA Nº 6 DOS PIEZAS MULTIORIFICIO Y AVELLANADA
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II B
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	L1061260FMA
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530072965
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	<p>La cánula de laringectomía fenestrada multiorificio y avellanada de plata Nº 6 está formada por las siguientes piezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pieza única exterior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de forma anatómica de diámetro exterior de 12 mm y longitud 60 mm. , con extremo atraumático, sin soldadura, con placa ajustable al cuello insertada en el tubo. Diámetro de luz del tubo de 11 mm. La pieza externa lleva un fenestrado de 10 agujeros. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY • Pieza interior: Formada por un tubo de plata curvo conificado de diámetro exterior de 11 mm y longitud 60 mm., con extremo distal atraumático, sin soldadura. Diámetro de luz del tubo de 10 mm. La pieza interna lleva un único fenestrado oval. El título de la plata utilizada corresponde a 925 milésimas. PLATA DE LEY.
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
	